



LINK® Prothesenköpfe A und B
LINK® Prosthesis Heads A and B



■ Prothesenköpfe/Prosthesis Heads

Für LINK® Hüftendoprothesensystem mit Konus 12/14 mm*


For LINK® Hip Prosthesis with taper 12/14 mm*

Prothesenköpfe A - Keramik
Prosthesis heads A - ceramic
 Material: BIOLOX® delta**



Art.-Nr. Item no.	Kopf-Ø mm Head Ø mm	Konus mm Taper mm	Halslänge mm Neck length mm
128-791/01	28	12/14	kurz/short -3.5
128-791/02	28	12/14	mittel/medium 0
128-791/03	28	12/14	lang/long +3.5
128-792/01	32	12/14	kurz/short -4
128-792/02	32	12/14	mittel/medium 0
128-792/03	32	12/14	lang/long +4
128-792/04[#]	32	12/14	extra lang /extra long +7
128-793/01	36	12/14	kurz/short -4
128-793/02	36	12/14	mittel/medium 0
128-793/03	36	12/14	lang/long +4
128-793/04[#]	36	12/14	extra lang /extra long +8
128-794/01	40	12/14	kurz/short -4
128-794/02	40	12/14	mittel/medium 0
128-794/03	40	12/14	lang/long +4
128-794/04[#]	40	12/14	extra lang /extra long +8

Prothesenköpfe A - Keramik
Prosthesis heads A - ceramic
 Material: BIOLOX® forte**



Art.-Nr. Item no.	Kopf-Ø mm Head Ø mm	Konus mm Taper mm	Halslänge mm Neck length mm
128-928/01	28	12/14	kurz/short -3.5
128-928/02	28	12/14	mittel/medium 0
128-928/03	28	12/14	lang/long +3.5
128-932/01	32	12/14	kurz/short -4
128-932/02	32	12/14	mittel/medium 0
128-932/03	32	12/14	lang/long +4
128-936/01	36	12/14	kurz/short -4
128-936/02	36	12/14	mittel/medium 0
128-936/03	36	12/14	lang/long +4
128-940/01[#]	40	12/14	kurz/short -4
128-940/02[#]	40	12/14	mittel/medium 0
128-940/03[#]	40	12/14	lang/long +4

■ Prosthesis Heads

Prothesenköpfe B***

Prosthesis heads B***

Material: CoCrMo Legierung

Material: CoCrMo alloy



Art.-Nr. Item no.	Kopf-Ø mm Head Ø mm	Konus mm Taper mm	Halslänge mm Neck length mm
128-822/01	22	12/14	kurz/short -3.5
128-822/02	22	12/14	mittel/medium 0
128-824/01	24	12/14	kurz/short -3.5
128-824/02	24	12/14	mittel/medium 0
128-826/01	26	12/14	kurz/short -3.5
128-826/02	26	12/14	mittel/medium 0
128-826/03	26	12/14	lang/long +3.5
128-828/01	28	12/14	kurz/short -3.5
128-828/02	28	12/14	mittel/medium 0
128-828/03	28	12/14	lang/long +3.5
128-828/04#	28	12/14	extra lang/extra long +10.5
128-832/01	32	12/14	kurz/short -4
128-832/02	32	12/14	mittel/medium 0
128-832/03	32	12/14	lang/long +4
128-832/04#	32	12/14	extra lang/extra long +8.5
128-836/01	36	12/14	kurz/short -4
128-836/02	36	12/14	mittel/medium 0
128-836/03	36	12/14	lang/long +4
128-836/04#	36	12/14	extra lang /extra long +8

Hinweis: Alle Komponenten aus BIOLOX® forte und BIOLOX® delta** sind kompatibel.**

Note: All components of BIOLOX® forte and BIOLOX® delta** are compatible.**

*Für folgende Hüftendoprothesen:

BetaCone®, C.F.P.®, Endo-Modell® Reoperations-schäfte, LCU®, Lubinus Classic Plus®, MEGA-SYSTEM-C®, MP®-Rekonstruktionssystem, Rippensystem, SPII® Modell Lubinus®, Standard C, Standard D, Standard P, Standard M

*For following Hip Prostheses:

BetaCone®, C.F.P.®, Endo-Modell® Reoperation Stems, LCU™, Lubinus Classic Plus, Lubinus SPII®, MEGASYSTEM-C®, MP® Reconstruction System, Ribbed System, Standard C, Standard D, Standard P, Standard M

**BIOLOX® delta und BIOLOX® forte sind Produkte der CeramTec GmbH, Plochingen

**BIOLOX® delta and BIOLOX® forte are products made by CeramTec GmbH, Plochingen, Germany

#auf Anfrage/ #on request

***nicht für Standard Hüftprothesenschaft M/ ***not for Standard Hip Prosthesis M



Waldemar Link GmbH & Co. KG

Barkhausenweg 10 · 22339 Hamburg, Germany
P.O. Box 63 05 52 · 22315 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 53995-0 · Fax: +49 40 5386929
E-mail: info@linkhh.de · Internet: www.linkhh.de

LINK[®]

