







Cupinförare 130-860/01




Montering



Demontering

**Ultraljudsbad och mildt diskmedel rekommenderas.
Använd mjuk borste för rengöring.
Hållrum, borrhål och gängor ska kontrolleras extra noggrant.**

Införare för provcup/applikator 130-860/01**Reservdelar:****A= T05580****B= T00124****C= T00123****D= T00125****Insexmejsel 10-5371,
1,5 mm, för T05580 (A)****Demontering inför rengöring
Ultraljudbad och mildt diskmedel rekommenderas**