





- Sauginstrumente  
Suction Instruments







I1-I2






**Saugrohr**  
**Suction Tube**







Gewinkelt, mit Unterbrecherloch und  
Reinigungsmandrin, 140 mm,  
*Angled, with finger-cut-off and stylet,*  
140 mm


		Ø Charr./Fr.	
	1/1	6	<b>75-6570/06</b>
	1/1	7	<b>75-6570/07</b>
	1/1	8	<b>75-6570/08</b>
	1/1	9	<b>75-6570/09</b>
	1/1	10	<b>75-6570/10</b>
	1/1	12	<b>75-6570/12</b>



**Saugrohr,**  
isoliert zur HF-Chirurgie  
**Suction Tube,**  
*insulated for HF surgery*

Gewinkelt, mit Unterbrecherloch und  
Reinigungsmandrin, 140 mm,  
*Angled, with finger-cut-off and stylet,*  
140 mm

		Ø Charr./Fr.	
	1/1	6	<b>75-6570/16</b>
	1/1	7	<b>75-6570/17</b>
	1/1	8	<b>75-6570/18</b>
	1/1	9	<b>75-6570/19</b>
	1/1	10	<b>75-6570/20</b>
	1/1	12	<b>75-6570/22</b>




**Saugrohr**  
**Suction Tube**

**75-6571/01**

Mit Schlaucholive, gewinkelt,  
Ø 2,5 mm, Nutzlänge 230 mm

*With olive hose, angled,  
Ø 2,5 mm, working length 230 mm*



**Saugrohr**  
**Suction Tube**

**75-6571/02**

Mit Schlauchansatz und  
Unterbrecherloch, Ø 3,0 mm,  
Nutzlänge 260 mm

*With hose coupling and finger cut-off,  
Ø 3,0 mm, working length 260 mm*



**Saugrohr**  
**n. Polster-Brinckmann**  
**Polster-Brinckmann**  
**Suction Tube**

Leicht gebogen, mit Unterbrecherloch  
und Ansaugschutz, Ø 4,0 mm, 280 mm

*Slightly curved, finger cut-off and  
intake protector, Ø 4,0 mm, 280 m*

**75-6572/01**



**75-6572/02**

isoliert  
*insulated*

Der Schlitz vor der Saugerspitze verhindert zuverlässig jegliches Festsaugen an empfindlichem Gewebe (Dura). Der Griff ist so gestaltet, dass der Sauger bequem zwischen Daumen und angewinkeltem Zeigefinger gehalten werden kann.

*The slot in front of the suction tip prevents any adhesion to sensible tissue (Dura). The handle is designed such as to be held conveniently between thumb and index finger.*