



## Charnley-hake, mjukdelsretraktor:



- 130-111/02** Ram till självhållande mjukdelsretraktor typ Charnley
- 130-111/03** Blad stort, ställbart i 12 lägen, standard djup, bredd 25 mm, djup 44,5 mm, längd 170 mm
- 130-111/04** Blad litet, standard djup, bredd 25 mm, djup 38 mm, längd 60 mm
- 130-111/12** Ram, delbar, till självhållande mjukdelsretraktor typ Charnley
- 130-111/05** Blad stort, ställbart i 12 lägen, extra djupt, bredd 25 mm, djup 47 mm, längd 215 mm
- 130-111/06** Blad litet, extra djupt, bredd 25 mm, djup 63,5 mm, längd 65 mm



### **Beskrivning:**

Båda typer av blad finns i två djup, standard och extra djup.

De stora bladen är ställbara. Bladet är försett med 12 hål och man fäster bladet på en peg på ramen. På så sätt spänns hakarna så att retraktorn blir självhållande.

De små bladen är fasta och går ej att ställa i olika lägen.

Det finns två olika ramar, 130-111/02 och 130-111/12.

130-111/12 är större och är delbar för att få plats i ett sterilgaller.