




WIRBELSÄULE
SPINE

LINK[®] ONE

CLEARVIEW

EINZIGARTIG • SICHER • EFFIZIENT

UNIQUE • SAFE • EFFICIENT







RONGEURE
RONGEURS

STANZEN
PUNCHES



CE / CE 0482

Erklärung der Piktogramme <i>Explanation of Pictograms</i>	
	Hersteller <i>Manufacturer</i>
	Artikelnummer <i>Article number</i>
	Material <i>Material</i>
	Kennzeichnung, durch die der Hersteller erklärt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind <i>Product meets the applicable requirements, which are regulated in the EU harmonization legislation for the affixing of the CE marking.</i>



kleiner Griff | small handle



großer Griff | large handle



schmale Fußplatte (goldene Feder) | narrow footplate (golden spring)



Standard Fußplatte | standard footplate

St


Edelstahl | Stainless steel

TiAlN

Titan-Aluminium-Nitrid | Titanium aluminium nitride

E

Mit Auswerfer | With ejector



CLEARVIEW

Rongeurs | Rongeurs

Stanzen | PUNCHES





Vorteile im Überblick | *Benefits at a glance*

1

Langlebige, gehärtete
Oberfläche |
*Durable, hardened
surface*

2

Müheleose Aufbereitung
durch wellenförmiges,
offenes Design |
*Effortless processing due
to a wave-like and open
design*

3

Kein aufwendiges
Zerlegen |
*No time-consuming
disassembling*

4


Kostenersparnis
durch schnellen
Reinigungsprozess |
*Cost saving due to an
effective and fast
cleaning process*

5

Sichtbare Sauberkeit |
Visible cleanliness

6

Weniger Reibung für
ermüdungsfreies Arbeiten |
Low friction for easy working



St



Rongeur – Clear View, **gezahnt**
Rongeur – Clear View, **serrated**



Maulbreite Jaw Width	Länge Length		Art Type	MAT	REF	REF	REF
2 x 12 mm	180 mm	7"	Caspar	St	75-3010/02	75-3020/02	75-3030/02
3 x 12 mm	180 mm	7"	Caspar	St	75-3010/03	75-3020/03	75-3030/03
4 x 14 mm	180 mm	7"	Caspar	St	75-3010/04	75-3020/04	75-3030/04



Rongeur – Clear View, **glatt**
Rongeur – Clear View, **unserrated**




Maulbreite Jaw Width	Länge Length		Art Type	MAT	REF	REF	REF
2 x 12 mm	180 mm	7"	Caspar	St	75-3040/02	75-3050/02	75-3060/02
3 x 12 mm	180 mm	7"	Caspar	St	75-3040/03	75-3050/03	75-3060/03
4 x 14 mm	180 mm	7"	Caspar	St	75-3040/04	75-3050/04	75-3060/04





Stanze | *Punches*




Laminektomie-Stanzen nach Kerrison – **Clear View** |
 Kerrison Laminectomy Punch – **Clear View**



Maulbreite Jaw width		Länge Length		MAT	E	REF	REF
1.0 mm	n	200 mm	8"	St	-	75-3261/01	75-3260/01
2.0 mm	∩	200 mm	8"	St	E	75-3261/02	75-3260/02
3.0 mm	∩	200 mm	8"	St	E	75-3261/03	75-3260/03
4.0 mm	∩	200 mm	8"	St	E	75-3261/04	75-3260/04
5.0 mm	∩	200 mm	8"	St	E	75-3261/05	75-3260/05



Laminektomie-Stanzen nach Kerrison – Clear View | Kerrison Laminectomy Punch – Clear View



Maulbreite Jaw width		Länge Length		MAT	E	REF	REF
1.0 mm	n	200 mm	8"	St TiAlN	-	75-3263/01	75-3262/01
2.0 mm	∩	200 mm	8"	St TiAlN	E	75-3263/02	75-3262/02
3.0 mm	∩	200 mm	8"	St TiAlN	E	75-3263/03	75-3262/03
4.0 mm	∩	200 mm	8"	St TiAlN	E	75-3263/04	75-3262/04
5.0 mm	∩	200 mm	8"	St TiAlN	E	75-3263/05	75-3262/05

LINK[®] ONE



Waldemar Link GmbH & Co. KG

Barkhausenweg 10 · 22339 Hamburg · Germany

Phone +49 40 53995-0 · info@linkhh.de

www.linkorthopaedics.com